



## DK50 2V/50

Pre dve stomatologické súpravy  
Do dwóch unitów stomatologicznych  
Для двух стоматологических установок



## DK50 4VR/50

Pre štyri stomatologické súpravy  
Do czterech unitów stomatologicznych  
Для четырех стоматологических установок



Príslušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности: **BOX MD KJF FS REG AOK**

	DK50 2V/50	DK50 2V/50/M	DK50 2V/50S	DK50 2V/50S/M
	2	2	2	2
	-	✓	-	✓
	-	-	✓	✓
	134 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	110 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	134 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	110 l.min <sup>-1</sup> / 6bar
	100 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	90 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	100 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	90 l.min <sup>-1</sup> / 8bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 71 dB(A)	≤ 71 dB(A)	≤ 56 dB(A)	≤ 56 dB(A)

\* Počet zubných súprav závisí od požiadaviek v jednotlivých krajinách.

\* Liczba unitów stomatologicznych zależy do potrzeb.

\* Количество стоматологических установок зависит от региональных требований.

Príslušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности: **BOX MD KJF FS REG AOK**

	DK50 4VR/50	DK50 4VR/50/M	DK50 4VR/50S	DK50 4VR/50S/M
	4	3 - 4	4	3 - 4
	-	✓	-	✓
	-	-	✓	✓
	250 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	200 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	250 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	200 l.min <sup>-1</sup> / 5bar
	210 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	140 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	210 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	140 l.min <sup>-1</sup> / 6bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 77 dB(A)	≤ 77 dB(A)	≤ 58 dB(A)	≤ 58 dB(A)

\* Počet zubných súprav závisí od požiadaviek v jednotlivých krajinách.

\* Liczba unitów stomatologicznych zależy do potrzeb.

\* Количество стоматологических установок зависит от региональных требований.