

**GALIT**  
Стоматологічне обладнання



**ELMA** - німецька компанія, яка вже понад 50 років виробляє якісну продукцію для вирішення будь-яких завдань очищення. Основний напрямок ELMA - розробка та виробництво систем ультразвукового очищення (ELMA Ultrasonic). Широкий асортимент обладнання для ультразвукового очищення, стандартні модульні лінії та індивідуальні системи: від крихітного настільного миття для очищення окулярів до спеціальної 20-етапної виробничої лінії для очищення комп'ютерних мікросхем. Завдяки високій якості, ефективності, надійності та економічності продаж ультразвукових мийок ELMA невинно зростає у всьому світі.

Ультразвукове чищення  
згідно з останніми законами.

## Elmasonic Med



**Elmasonic Med** - це серія ефективних ультразвукових очисних пристроїв, пов'язаних з надійним попереднім очищенням медичних, стоматологічних та хірургічних інструментів та імплантатів. З ультразвуковою частотою 37 кГц можна видалити навіть найважче забруднення\*. Очисні пристрої Elmasonic Med, що підходять для різних застосувань, мають об'єм баків від 3 до 90 літрів. Спеціальні хімічні засоби, розроблені компанією ELMA разом із практичними аксесуарами, такими як кошики, підставки для лотків тощо, забезпечують найкращі результати очищення.

\*Elmasonic Med принципово НЕ замінює препарат у пристрої для чищення та дезінфекції.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Розроблено для</b> | Медичні центри • Лікарні • Стоматологічні практики • Центральні відділи стерильного постачання • Стоматологічні лабораторії • Студії татуювання та пірсингу • Салони по догляду за ногами.   |
| <b>Очищає</b>         | Хірургічні, медичні або стоматологічні інструменти • Протези та імплантанти • Інструменти з галузей ортопедії, татуювання та пірсингу.   |
| <b>Видаляє</b>        | Залишки крові, тканин і кісток • Жири • Виділення • Залишки зубів • Зубний камінь • Базальні відкладення • Альгінати та штукатурки • Шліфувальні та полірувальні пасти • Віск • Флюс • Цементи • Мозолі та залишки шкіри • Інші забруднення. |

### Прайс | Elma

| № | Артикул    | Номенклатура   | Ціна/грн |
|---|------------|--|----------|
| 1 | 1097278    | Ультразвукова ванна Elmasonic Med 30                   | 45 480   |
|   | 1004176    | ✓ Корзина для Elmasonic Med 30                         |          |
|   | 2070300000 | ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 30 |          |
|   | 1117632    | ✓ Дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл               |          |
| 2 | 1100677    | Ультразвукова ванна Elmasonic Med 60                   | 73 990   |
|   | 1004243    | ✓ Корзина для Elmasonic Med 60                         |          |
|   | 2070930000 | ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 60 |          |
|   | 1117632    | ✓ Дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл               |          |